Analyse technique de logiciel Galaxy

Florian CARRE
Benjamin DARTIGUES
Sebastien BEAUQUIS
Guillaume BERNARD
Tom LESLUYES

Université de Bordeaux 1

30 Janvier 2012



Sommaire

- 1 NGS : Next Generation Sequencing
 - Pyroséquençage
 - Illumina
- - Utilisation en ligne
 - Utilisation en local



Sommaire

- 1 NGS : Next Generation Sequencing
 - Pyroséquençage
 - Illumina
- 2 Utilisation
 - Utilisation en ligne
 - Utilisation en local
- - Présentation générale
 - Ajout de plug-ins
 - Workflow



Sommaire

Sommaire


- 1 NGS : Next Generation Sequencing
 - Pyroséquençage
 - Illumina
- 2 Utilisation
 - Utilisation en ligne
 - Utilisation en local
- 3 Fonctionnalités
 - Présentation générale
 - Ajout de plug-ins
 - Workflow





NGS


Présentation des techniques de NGS


- la technique 454 : le pyrosequençage
- la méthode de sequençage Illumina.












Le pyrosequençage

00000





Illumina




Illustration de la déprotection d'un nucléotide protégé en 3'-O par le goupement 2 nitrophénil après illumination au UV >30 nm


De Sanger à Illumina

CRT: Cycle Reversible Termination



Illumina

Illumina





Trois types d'utilisation différentes

- Utilisation en ligne.
- Utilisation en local.
- Utilisation sur un "cloud".

Utilisation en ligne

Avantages et inconvénient

Avantages de l'utilisation en ligne

- Aucune installation nécessaire.
- Interface ergonomique.
- Nombreux "tutoriels" et aides.

Inconvénient de l'utilisation en ligne

Connexion internet requise.

Utilisation en ligne

Interface graphique



Utilisation en ligne

Page d'aide d'un des outils de Galaxy





Avantages et Inconvénient

Avantages de l'utilisation en local

- Ne nécessite pas de connexion internet.
- Possibilité de modifier les paramêtres des plug-ins.
- Possibilité d'ajouter des plug-ins.
- Vitesse d'analyse.
- Conservation des données sensibles.

Inconvénient de l'utilisation en local

Installation nécessaire.



Téléchargement du code source

- Récupération de la dernière version de Galaxy depuis Bitbucket.
- Téléchargement du répertoire Galaxy à partir de Mercurial.

Récupération à partir de Mercurial

Commandes pour copier le répertoire

mkdir Galaxy cd Galaxy

hg clone https://bitbucket.org/galaxy/galaxy-dist/

Commandes pour effectuer les mises à jour

hg incoming

hg pull -u



Exécution du serveur local

Commandes pour exécuter le script run.sh

sh run.sh # commande de base sudo run.sh # commande administrateur

Adresse du serveur de Galaxy

serving on http://127.0.0.1:8080



Exécution du serveur local



Fonctionnalités

Très nombreuses

- Présentation générale
- Ajout de plug-ins
- Workflow

Fonctionnalités

Très nombreuses

- Présentation générale
- Ajout de plug-ins
- Workflow

Pré-traitement

- Manipulation de fichiers
 - ouverture de fichiers volumineux
 - ajout/suppression de lignes
 - concaténation, filtrage, intersection
 - etc ...
- Opérations sur les données
 - addition, soustraction, moyenne, calcul de taille de
 - conversion, formatage



Pré-traitement

- Manipulation de fichiers
 - ouverture de fichiers volumineux
 - ajout/suppression de lignes
 - concaténation, filtrage, intersection
 - etc ...
- Opérations sur les données
 - addition, soustraction, moyenne, calcul de taille de séquences
 - conversion, formatage
 - etc ...



Traitement

- Analyse de séquences
 - calcul de corrélation
 - recherche d'orthologues
 - utilisation des outils d'EMBOSS
 - etc ...
- Visualisation des données
 - alignements multiples
 - distribution de données (histogramme, scatterplot)
 - arbres phylogéniques
 - etc ...



Traitement

- Analyse de séquences
 - calcul de corrélation
 - recherche d'orthologues
 - utilisation des outils d'EMBOSS
 - etc ...
- Visualisation des données
 - alignements multiples
 - distribution de données (histogramme, scatterplot)
 - arbres phylogéniques
 - etc ...



Ajout de plug-ins

- Instance locale
- Langages interprétés
- Langages compilés

Ajout de plug-ins

- Instance locale
- Langages interprétés
- Langages compilés













Calcul du GC% à l'aide d'un script Perl

```
#!/usr/bin/perl -w
   open (IN, "<$ARGV[0]");
   open (OUT, ">$ARGV[1]");
   while (\langle IN \rangle) {
       chop:
6
        if (m/^>/) {
            s/^>//;
8
            if (\$. > 1) {
9
                print OUT sprintf("%.3f", $gc/$length) . "\n";
10
11
            gc = 0:
12
            \theta = 0:
13
       } else {
14
           ++$gc while m/[gc]/ig;
15
            length += length _-;
16
17
   print OUT sprintf("%.3f", $gc/$length) . "\n";
   close (IN):
   close ( OUT );
```

Ajout de plug-ins

tool_conf.xml

toolExample.xml

```
<tool id="fa_gc_content_1" name="Compute GC content">
    <description>for each sequence in a file</description>
    <command interpreter="perl">toolExample.pl $input $output</command>
    <inputs>
      <param format="fasta" name="input" type="data" label="Source file"/>
6
7
    </inputs>
    <outputs>
8
      <data format="tabular" name="output" />
9
    </outputs>
10
    <tests>
11
      <test>
12
        <param name="input" value="fa_gc_content_input.fa"/>
13
        <output name="out_file1" file="fa_gc_content_output.txt"/>
14
      </test>
15
    </tests>
    <help>
   This tool computes GC content from a FASTA file.
18
    </help>
  </tool>
```

Aiout de plug-ins

Outil implémenté

MyTools Compute GC content for each sequence in a file

FIGURE: Ajout du script dans la liste d'outils




FIGURE: Fichier d'entrée



FIGURE: Résultat



Workflow

Exemple de workflow




FIGURE: Workflow de métagénomique



Lancement de workflow




FIGURE: Lancement du workflow



Workflow

Résultat du workflow




FIGURE: Résultat du workflow

